



# Как проверить наркотики на наличие

## фентанила с помощью тест-полосок



1. Поместите наркотики в небольшой, ранее не использовавшийся контейнер.

Чем больше объем проверяемых наркотических веществ, тем более надежным будет результат.




2. Добавьте воду и перемешайте.

На каждые 10 миллиграммов (мг) наркотиков добавляйте 1 чайную ложку (5 миллилитров) воды.

10 мг наркотика — это примерно площадь прически Авраама Линкольна на монете номиналом в один цент или объем стандартной мерной микроложки.




1 чайная ложка вмещает примерно столько же, сколько крышка от бутылки с газировкой или водой.



3. Удерживайте полоску в воде в течение 15 секунд. Погружайте полоску в воду так, чтобы вода не находилась выше волнистых линий.



4. Достаньте полоску из воды и положите ее на ровную поверхность на две минуты.



5. Проверьте результат.

**Положительный результат.** Если вы не планируете употреблять фентанил, откажитесь от употребления этого наркотика. В противном случае начните с небольшого количества и не спешите увеличивать дозу.



**Отрицательный результат.** Помните, что ни один тест не является на 100 % точным, и ваши наркотики всё же могут содержать фентанил.



**Недействительный результат.** Одна линия справа или полное отсутствие линий указывают на то, что результат теста недостоверный. Проведите проверку повторно.



Даже если в наркотиках отсутствует фентанил, риск передозировки по-прежнему существует. Примите меры, чтобы снизить ваш риск передозировки. Например, не смешивайте наркотики, не употребляйте наркотики в одиночестве и всегда имейте при себе налоксон.



Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт [nyc.gov/fentanyl](https://nyc.gov/fentanyl).