

## Как взять мазок из анального отверстия




1

Вымойте руки.




2

Встаньте в удобное положение.




3

Держите тампон на расстоянии 5 см (2 дюйма) от края.




4

Введите тампон в анальное отверстие примерно на 2,5 см (1 дюйм).



5

Проверните тампон пять раз в анальном отверстии и выньте.



6

Открутите крышку, держа тампон в руке.



7

Опустите его в пробирку и отломайте другой конец тампона.



8

Плотно завинтите крышку.



9

Вымойте руки.

**НЕ** выливайте жидкость из пробирки и не разрывайте колпачок из фольги.

