

АНАЛИЗ НА инфекции, передающиеся половым путем

Как взять мазок с гениталий с помощью зонда-тампона




1

Вымойте руки.




2

Примите удобное для выполнения этой процедуры положение.




3

Возьмите зонд-тампон посередине.




4

Разделите внешние складки и вставьте зонд-тампон во внутренний канал.




5

Поверните зонд-тампон пять раз во внутреннем канале и выньте.



6

Открутите крышку, держа зонд-тампон в руке.



7

Опустите его в пробирку и отломите кончик без ваты.



8

Плотно закрутите крышку.



9

Вымойте руки.

НЕ выливайте жидкость из пробирки и не разрывайте колпачок из фольги.

