

DÉPISTAGE DES infections sexuellement transmissibles

Utilisation de l'écouvillon pour le prélèvement vaginal




1

Lavez-vous les mains.



2

Trouvez une position confortable.



3

Tenez l'écouvillon par le milieu de la tige.



4

Écartez les lèvres et insérez l'écouvillon dans le vagin.



5

Faites tourner l'écouvillon cinq fois dans le vagin et retirez-le.



6

Sans poser l'écouvillon, dévissez le bouchon.



7

Placez l'écouvillon dans le tube et cassez-en l'extrémité.



8

Refermez le tube en vissant le bouchon à fond.



9

Lavez-vous les mains.

NE RENVERSEZ PAS le liquide qui se trouve à l'intérieur du tube et ne cassez pas la capsule en aluminium.

