

## Как взять мазок из влагалища с помощью зонда-тампона




1

Вымойте руки.



2

Примите удобное для выполнения этой процедуры положение.



3

Возьмите зонд-тампон посередине.



4

Разделите малые половые губы и вставьте зонд-тампон во внутренний канал.



5

Поверните зонд-тампон пять раз во влагалище и выньте.



6

Открутите крышку, держа зонд-тампон в руке.



7

Опустите его в пробирку и отломите кончик без ваты.



8

Плотно закрутите крышку.



9

Вымойте руки.

**НЕ** выливайте жидкость из пробирки и не разрывайте колпачок из фольги.

