

性傳染病


檢測

如何進行生殖器採樣




1

清洗雙手。




2

擺出舒適的姿勢。




3

握住棉花棒的中間位置。




4

分開外側皺摺部份，將棉花棒插入生殖器內管。




5

在生殖器內管內旋轉棉花棒五次，然後取出。




6

將棉花棒拿在手中，
擰開試管蓋。



7

將棉花棒放入試管中，
然後折斷棉花棒尾端。



8

重新擰緊試管蓋。

9

清洗雙手。

切勿
使試管中的液體灑出
或是弄破鋁箔蓋。

